

Fiche Technique

Édité le 07/05/2026



 Fabrication Française

Référence	398881
Désignation	Alcool modifié 70% 200ml 50330 MERCUROCHROME
Libellé	Alcool modifié 70% 200ml. parfumé au camphre. Pour nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux*.Conseils d'utilisation :- Désinfection des ciseaux, thermomètre, etc.- Verser l'alcool sur une compresse des Laboratoires Mercurochrome®, puis la passer sur la totalité du dispositif médical.Précautions d'emploi :Ne pas avaler.Éviter le contact avec les yeux. Rincez abondamment si contact. Ne pas laisser à portée des enfants. Usage externe.Composition :Alcool pur 70%, camphre, colorant E102, eau purifiée. Type d'éléments : Désinfectant, nettoyant et soin Type de sous-éléments : Alcool modifié 70% Nbre de sous-éléments : 1
Caractéristiques	
Caractéristiques environnementales	
Code EAN	3160920503306
Page catalogue	59
Poids du produit	0.202 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com

